

BambooStick® to dużego rozmiaru patyczek z wacikiem opracowany specjalnie do pielęgnacji uszu u psów. Aktualnie jest on najskuteczniejszym rozwiązaniem w przypadku profilaktyki i leczenia psiego ucha.



Główne zalety :

- Duża powierzchnia wacika umożliwia dokładne i skuteczne czyszczenie ucha.
- Zdolność wchłaniania 12 razy większa od patyczków do uszu dla ludzi.
- Bezpieczeństwo użytkowania: umożliwia czyszczenie ucha bez ryzyka dla błony bębenkowej.
- Pielęgnacja szybka, łatwa i bezbolesna.
- Opracowany i sprawdzony przez lekarzy weterynarii.
- 100 % biodegradowalny: może zostać spalony bez zanieczyszczania środowiska.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Patyczki do uszu dla ludzi, ze względu na ich wielkość, nie nadają się do pielęgnacji uszu psów.

Średnica i kształt wacika BambooStick® są optymalnie dostosowane do czyszczenia małżowiny usznej i wejścia do przewodu słuchowego (pionowego odcinka przewodu słuchowego zewnętrznego). Wielkość końcówki BambooStick® sprawia, że prawie niemożliwe jest wsunięcie go do części poziomej przewodu słuchowego.

Nawet u dużych psów poziomy odcinek przewodu słuchowego (w pobliżu błony bębenkowej) jest zwężony, tak więc nawet przypadkowy kontakt z błoną bębenkową jest w zasadzie niemożliwy w przypadku psa, który jest przytomny (np.: w czasie czyszczenia uszu wykonywanego przez właściciela psa).

Jeśli sytuacja kliniczna zwierzęcia wymaga dostania się do głębszej, poziomej części przewodu słuchowego, przypadek koniecznie musi być skonsultowany z lekarzem weterynarii, który oceni, czy nie należy wykonać znieczulenia.



DELIKATNOŚĆ

Elastyczny i delikatny wacik BambooStick® nie podrażnia skóry ani śluzówki przewodu słuchowego.

MAKSYMALNA WCHŁANIALNOŚĆ

Dzięki wyjątkowemu kształtowi końcówki BambooStick®, powierzchnia kontaktu jest optymalna, co pozwala na szybkie i dokładne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się w zakamarkach małżowiny usznej.



Ponadto wielkość wacika dwunastokrotnie przewyższa wielkość wacików na patyczkach dla ludzi i w związku z tym jego zdolność wchłaniania także jest 12 razy większa.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

W dniu dzisiejszym lekarze weterynarii czyszcząc psom uszy najczęściej używają kleszczyków hemostatycznych z owiniętą wokół nich watą. Sposób ten, mimo iż skuteczny, bywa kłopotliwy w stosowaniu.

Dzięki BambooStick® koniec ze stratą czasu przy owijaniu waty wokół kleszczy: korzystaj z zalet produktu jednorazowego użytku i zaoszczędź cenny czas!

DOSKONAŁA ERGONOMIA

Patyczkiem przyjemnie się manipuluje, jest odpowiednio sztywny i, co ważne, nie ślizga się w palcach w trakcie czyszczenia ucha oleistym płynem.

DOBÓR MATERIAŁÓW & SKŁAD

Wacik

Wykonany jest w 100% z waty bawełnianej typu medycznego.

Naprężenie przy nawijaniu w trakcie produkcji zostało starannie dobrane, aby uzyskać podwójny efekt:

- doskonale trzymanie się końcówki na patyczku
- elastyczność i miękkość bawełny, czyli gwarancja optymalnego wchłaniania płynów.

Patyczek

Jest wykonany w 100% z bambusa. Drewno to, jako jedyne, posiada następujące zalety:

- duża wytrzymałość mechaniczna : bambus wytrzymuje większe ugięcia niż większość rodzajów drewna i jest dużo wytrzymalszy niż plastik.
- nawet jeśli zdarzy się, że ulegnie złamaniu, np. w wyniku gwałtownego ruchu głowy psa, bambus nie łamie się „na ostro”, z drzazgami, jak drewno. Jego włóknista budowa sprawia, że obie złamane części pozostają połączone włóknami, co zawsze pozwala na usunięcie części z wacikiem z ucha psa.



SPOSÓB UŻYCIA

1 - Przytrzymać głowę psa (albo lepiej poprosić o jej przytrzymanie : jedna ręka w okolicy karku, druga w okolicy pyska, przyciągnąć ją ku sobie w celu lepszego unieruchomienia).

2 - Wlać płyn czyszczący (kilka ml) do przewodu słuchowego.

3 - Pomasaż nasadę ucha przez ok. minutę. Trzeba usłyszeć dźwięk płynu w przewodzie słuchowym.

4 - Jeśli miejsce zabiegu jest odpowiednie, pozwól psu wstrząsnąć głową (uwaga na rozbryzgi!).

5 - Użyć BambooStick® w celu wysuszenia pozostającego w uchu płynu oraz usunięcia brudu i wydzieliny przyklejonych do małżowiny usznej i wejścia do przewodu słuchowego.



OPAKOWANIE

Saszetka zawiera 50 patyczków z wacikiem BambooStick®.



DLACZEGO BAMBUS?

- Bambus jest w 100% biodegradowalny i może być spalany bez zanieczyszczania środowiska.
- Jest odnawialnym zasobem roślinnym : bambus jest uprawiany, więc wykorzystywanie go nie prowadzi do wycinania lasów.
- Bambus rośnie bardzo szybko, jego uprawa wymaga mało wody, bardzo mało pestycydów i nie wymaga żadnego nawozu.

Wybór bambusa to przeciwdziałanie nadmiernemu zużywaniu drewna i wylesieniom w skali globalnej.

OPINIA

«Nawet w przypadku dużej ilości wydzieliny, po irygacji płynem do czyszczenia przewodu słuchowego, 2 – 3 patyczki BambooStick® wystarczają do całkowitego wyczyszczenia ucha dużego psa».

Dr F.L. lekarz weterynarii

Więcej informacji:

H3D - ZA Sous la Combe - 01590 LAVANCIA - FRANCE
Tél: 33 (0)4 74 75 86 72 - Fax: 33 (0)4 74 77 79 52
info@bamboostick.net - www.bamboostick.net

Główny dystrybutor w Polsce - PORTICA SC - Tel/fax: 42 636 46 00
biuro@portica.pl - www.portica.pl